

動作確認チェックシート

検査日	2025年12月11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	水分活性測定装置	電源電圧	リチウムイオン電池	測定センサ	静電容量式湿度センサ
型式	SP-W	外寸(mm)	W58×D71×H76.5	測定時間	5分
メーカー名	アズワン	測定範囲	0～1.00Aw		
機械Lot, No	O500341	測定精度	0.1～0.9Aw: ±0.02Aw		
製造年月	不明	分解能	0.01Aw		

チェック項目	主な確認内容			チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。			○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。			○
3 SW設定	SWの機能は正常か。			○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。			○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る			○
6 データバックアップ	PLC (未対象)	TP (未対象)	BT交換 (未対象)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観確認: 正常、著しい傷や破損等の異常無し
2. 電源投入確認: 正常、電源ON時の異常発生無し
3. 動作確認: フィルター交換実施済、サンプルに精製水を使用、付属のサンプルカップを本体にセット
→スタートボタン押下→5分後測定終了
精製水水分活性値: 0.96Aw(参考値)
※ご使用の際は標準液にて精度確認をお願いいたします。
※センサは消耗品の為、劣化が認められた場合はセンサ交換が必要です。
4. 付属品: 取扱説明書、リチウムイオン電池2個、サンプルカップ99個、フィルター3枚



本体



サンプルセット時



付属品

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

動作(条件付きOK) 作業工数 [1.5h]

検査担当者[遠藤]

ユーザー名[]

(備考欄コメント)

ご使用の際は標準液にて精度確認をお願いいたします

センサ劣化が認められた場合は交換が必要です

出荷日 年 月 日

[責任者]

