

管理番号

TD3E75

動作確認チェックシート

検査日	2020年 6月 2日				
装置名	自動式精密膜流量計	電源電圧	DC6V(AC100V アダプター)	外部入出力	RS-232C 準拠
型式	SF-1100	表示	LCD4桁デジタル表示	重量	1.9kg
メーカー名	(株)エステック	使用周囲温度	5~40℃ 精度補償 範囲(15~35℃)		
機械Ser.No	16112285	補正機能	温度、気圧、水蒸気圧 による補正を行い25℃ 760mmHgの流量に変 換して表示		
製造年月	—				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
4 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。	○
5 SW設定	SWの機能は正常か。	○
6 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 電源投入確認一暫らくすると表示部の文字が消える。

図2. 3参照



図1. 別売り
体積管取付け確認



図2. 電源投入直後



図3. 約1時間後

取扱説明書:有

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:NG 作業工数[4.0 Hr]



検査担当者[雨宮]