

管理番号

VD5H55


動作確認チェックシート

| | | | | | |
|----------|-------------|--------|--|-------|-----------------------|
| 検査日 | 2020年 6月 5日 | | | | |
| 装置名 | 自動式精密膜流量計 | 電源電圧 | DC6V 3VA(AC100V アダプター) | 外部入出力 | RS-232C 準拠 |
| 型式 | SF-1100 | 表示 | LCD4桁デジタル表示 | 重量 | 1.9kg |
| メーカー名 | (株)エステック | 使用周囲温度 | 5~40℃ 精度補償 範囲(15~35℃) | 体積管 | V-20(2~ 100ml/min) |
| 機械Ser.No | 1822879 | 補正機能 | 温度、気圧、水蒸気圧 による補正を行い25℃ 760mmHgの流量に変 換して表示 | | No.290 1.948ml |
| 製造年月 | — | | | | |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観 | 筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。 | ○ |
| 4 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。 | ○ |
| 5 SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 6 保管・出荷準備 | ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・在庫元に関するシール等を取り除く。 | — |
| 7 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 電源投入確認一問題なし。
- 測定確認一膜が張らず測定不可能(他の体積管でも測定したが結果はNG)



取扱説明書:有

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
| | | |
| | | |

| | | |
|----------------------|-----------|-------|
| File Maker入力 | (備考欄コメント) | [責任者] |
| 動作:NG 作業工数[3.0 Hr] | | |
| 検査担当者[雨宮] | | |

