

**L70063**


# 動作確認チェックシート

検査日	2022年 3月 10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デジタルマイクロピペット	容量範囲	0.5~5mL		
型式	Pipet-Lite XLS	大きさ(W×D×H)	60×27×225mm		
メーカー名	RAININ(メトラー・トレド)				
機械Ser.No	B612248588				
製造年月	2020年5月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- キャリブレーション証明書はなし。また精度確認出来るツールを所有していないため、参考データの取得として10mLメスシリンダで目視確認をした。
- チップは純正品がないため適合するチップ(推定1~5mL メーカー不明)を使用。  
純水を5mL、2.5mL採取。目視ではいずれもずれなし。



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力  
 動作(OK) 作業工数[ 1H]  
 検査担当者[ 野沢 ]

(備考欄コメント)

[責任者]

